

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Parameter Elektrokardiogram .....	8
<b>Tabel 3.1</b> Logika Pin <i>Selector</i> untuk tiap <i>lead</i> .....	23
<b>Tabel 4.1</b> Pengukuran respon frekuensi HPF (0,05 Hz) .....	33
<b>Tabel 4.2</b> Pengukuran respon frekuensi LPF (40 Hz) .....	34
<b>Tabel 4.3</b> Penguatan 100 kali .....	36
<b>Tabel 4.4</b> Pengukuran respon frekuensi LPF (20 Hz) .....	37